


LOGIGRAMME DES ACTIONS A MENER PAR LES EXPLOITANTS DE TAR

Sur dépassement des seuils de concentration en Légionnelles

Selon la norme NFT 90-431

N.B : dans un contexte avec cas groupés de légionellose, la procédure 2 d'arrêt immédiat s'applique dans tous les cas : 1000, 100 000, ou lecture impossible, y compris sur les valeurs obtenues par la méthode PCR.



Remarques / procédures d'arrêt

- (1) S'applique pleinement et immédiatement dans le cas de la P 2. En P3, vidange, nettoyage, et désinfection sont réalisés moins parfaitement et/ou rapidement, dans le cas où l'exploitant veut éviter de s'arrêter totalement.
- (2) Analyse sous 48 h de la remise en service. Pour P3, possibilité d'analyse avant arrêt offerte à l'exploitant s'il souhaite revenir à une marche normale sans arrêt, mais cela ne le dispense pas de l'analyse de risques, du rapport d'incident et le conduit à une tierce expertise.